



TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

TEST TUBES WITH SCREW CAP

PROVETTE CON TAPPO A VITE



50 ML CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 50 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 30 x 115 mm – RCF=5,000 g.
Autoclavable.

In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 30 x 115 mm – RCF=5.000 g.
Autoclavabili.

Art.

10351	Non sterile
10351/SG	Sterile
10351/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



50 ML CONICAL TEST TUBES with self-standing base PROVETTE CONICHE DA 50 ML con base d'appoggio

Polypropylene test tubes, graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 30 x 115 mm.
Autoclavable.

In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 30 x 115 mm.
Autoclavabili.

Art.

20351	Non sterile
20351/SG	Sterile
20351/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



15 ML CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 15 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 17 x 120 mm – RCF=5,000 g.
Autoclavable.

In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 17 x 120 mm – RCF=5.000 g.
Autoclavabili.

Art.

10352	Non sterile
10352/SG	Sterile
10352/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola

TEST TUBES WITH SCREW CAP

PROVETTE CON TAPPO A VITE


50 ML SERIGRAPHED CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 50 ML SERIGRAFATE

Polypropylene test tubes, serigraphed, with tight screw cap.
Ø 30 x 115 mm – RCF= 5,000 g.
Autoclavable at 121 °C and freezable up to -80 °C.

*In polipropilene, serigrafate, con tappo a vite a perfetta tenuta.
Ø 30 x 115 mm – RCF=5.000 g.
Autoclavabili a 121 °C e congelabili fino a -80 °C.*

Art.

50351	Non sterile
50351/SG	Sterile
50351/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola
65351	Non sterile - 25 places rack / rack 25 pezzi
65351/SG	Sterile - 25 places rack / rack 25 pezzi



CE

15 ML SERIGRAPHED CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 15 ML SERIGRAFATE

Polypropylene test tubes, serigraphed, with tight screw cap.
Ø 17 x 120 mm – RCF= 5,000 g.
Autoclavable at 121 °C and freezable up to -80 °C.

*In polipropilene, serigrafate, con tappo a vite a perfetta tenuta.
Ø 17 x 120 mm – RCF=5.000 g.
Autoclavabili a 121 °C e congelabili fino a -80 °C.*

Art.

50352	Non sterile
50352/SG	Sterile
50352/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola
65352	Non sterile - 50 places rack / rack 50 pezzi
65352/SG	Sterile - 50 places rack / rack 50 pezzi



CE

TUBES FOR LIGHT-SENSITIVE MATERIALS AND REACTIONS PROVETTE PER CAMPIONI FOTOSENSIBILI

Sterile, Pyrogen-free, manufactured in polypropylene white colour, conical, with screen-printed graduation in green, leakproof screw cap. Ensures a complete shielding of the sample in order to preserve, in security, light-sensitive materials (drugs, H₂O₂, Chemicals, Reagents, ecc.). Excellent resistance to low and high temperatures, good resistance to chemical agents. Autoclavable at 121 °C and freezable up to -80 °C. RCF= 5,000 g.

Sterili, Apirogene prodotte in polipropilene di colore bianco, coniche, con graduazione serigrafata in verde, tappo a vite a tenuta ermetica. Garantiscono una completa schermatura del campione per poter conservare in sicurezza materiali fotosensibili (Farmaci, H₂O₂, prodotti chimici, reagenti, ecc.). Ottima resistenza alle basse e alte temperature, buona resistenza agli agenti chimici. Autoclavabili a 121 °C e congelabili fino a -80 °C. RCF= 5.000 g.

Art. VOL. ML DIM. MM TYPE/TIPO

70461/SG	50	Ø 30x115	
70461/SG/CS	50	Ø 30x115	Ind. wrapped/Confezione singola
80461/SG	50	Ø 30x115	With self-standing base/Con base d'appoggio
80461/SG/CS	50	Ø 30x115	With self-standing base/Con base d'appoggio Ind. wrapped/Confezione singola
70462/SG	15	Ø 17x120	
70462/SG/CS	15	Ø 17x120	Ind. wrapped/Confezione singola



CE

TEST TUBES WITH SCREW CAP

PROVETTE CON TAPPO A VITE



15 ML CONICAL TRANSPARENT TEST TUBES PROVETTE CONICHE TRASPARENTI DA 15 ML

In polystyrene, graduated, with yellow screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 17 x 120 mm.
RCF= 3,500 g.

*In polistirolo, graduate, con tappo a vite giallo che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 17 x 120 mm.
RCF= 3.500 g.*

Art.

11452	Non sterile
11452/SG	Sterile
11452/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

In polypropylene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 16 x 100 mm.
RCF= 5,000 g.
Autoclavable.

*In polipropilene, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 16 x 100 mm.
RCF= 5.000 g.
Autoclavabili.*

Art.

10361/MO	Non sterile
10361/MO/SG	Sterile
10361/MO/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



CENTRIFUGE CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE PER CENTRIFUGA

Available in polystyrene and polypropylene, graduated at 5 and 10 ml, strong thickness, suitable for centrifuge use, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 16 x 110 mm - Vol. 13.50 ml.
RCF= 8,000 g.

*Disponibili in polistirolo e in polipropilene, graduate a 5 e 10 ml, di forte spessore, adatte per l'utilizzo in centrifuga, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta chiusura.
Ø 16 x 110 mm - Vol. 13,50 ml.
RCF= 8.000 g.*

Art.	MAT.	TYPE/TIPO
11581	Polystyrene/Polistirolo	Non sterile
11581/SG	Polystyrene/Polistirolo	Sterile
11581/SG/CS	Polystyrene/Polistirolo	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola
11681	Polypropylene/Polipropilene	Non sterile
11681/SG	Polypropylene/Polipropilene	Sterile
11681/SG/CS	Polypropylene/Polipropilene	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola

TEST TUBES WITH SCREW CAP

PROVETTE CON TAPPO A VITE

20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

In polystyrene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 16 x 150 mm.

In polistirolo, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 16 x 150 mm.

Art.

10363	Non sterile
10363/SG	Sterile
10363/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



15 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 15 ML

In polystyrene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 16 x 120 mm.

In polistirolo, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 16 x 120 mm.

Art.

10362	Non sterile
10362/SG	Sterile
10362/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

In polystyrene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof.
Ø 16 x 100 mm.

In polistirolo, non graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

10361	Non sterile
10361/SG	Sterile
10361/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



10 ML SERIGRAPHED CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML SERIGRAFATE

In polystyrene, writing surface and screen-printed graduation.
The screw cap guarantees a perfect leakproof.
Ø 16 x 100 mm.

In polistirolo, con superficie di scrittura e graduazione serigrafata.
Il tappo a vite ne garantisce la perfetta tenuta.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

15361	Non sterile
15361/SG	Sterile
15361/SG/CS	Sterile - Ind. wrapped / Confezione singola



TEST TUBES WITH SCREW CAP

PROVETTE CON TAPPO A VITE



CE

TEST TUBES WITH SCREW CAP AND SELF-STANDING BASE PROVETTE CON TAPPO A VITE E BASE D'APPOGGIO

Polypropylene test tubes, graduated, with self-standing base and writing surface.

In polipropilene, graduate, con base di appoggio e superficie di scrittura.

Art.	VOL. ML	DIM. MM
10150	10	Ø 16 x 95
10150/SG	10	Ø 16 x 95 -Sterile
10160	5	Ø 16 x 60
10160/SG	5	Ø 16 x 60 -Sterile



CE

TEST TUBES WITH TWO-POSITIONS CLOSURE CAP PROVETTE CON TAPPO A DOPPIA CHIUSURA

In polystyrene, graduated, sterile. The particularly shaped two-positions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the contents and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure.

In polistirolo, graduate, sterili. Il tappo speciale a doppia chiusura permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del contenuto e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità.

Art.	VOL. ML	DIM. MM	BAGS/CONF.
10470/SG	5	Ø 12 x 75	50 pieces / 50 pezzi
10470/SG/CS	5	Ø 12 x 75	Ind. wrapped / Singola



CE

Art.	VOL. ML	DIM. MM	BAGS/CONF.
10450/SG	14	Ø 17 x 100	50 pieces / 50 pezzi
10450/SG/CS	14	Ø 17 x 100	Ind.wrapped / Singola

DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO

25 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 25 ML

Graduated, with rim.
Ø 25 x 95 mm.

Graduate, con bordo.
Ø 25 x 95 mm.

Art.	MAT.
5250	Polystyrene / Polistirolo
5250/MO	Polypropylene / Polipropilene



CE

20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

Polystyrene test tubes, non graduated,
without rim.
Ø 16 x 150 mm.

In polistirolo, non graduate, senza bordo.
Ø 16 x 150 mm.

Art.	
5140	
5140/E	With label / Con etichetta
5140/T	With cap / Con tappo
5140/TE	With cap and label / Con tappo e etichetta



CE

20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

Polypropylene test tubes, non graduated,
without rim.
Ø 16 x 150 mm.

In polipropilene, non graduate, senza bordo.
Ø 16 x 150 mm.

Art.	
5140/MO	
5140/MO/E	With label / Con etichetta
5140/MO/T	With cap / Con tappo
5140/MO/TE	With cap and label / Con tappo e etichetta



CE

20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML STERILI

Non graduated, without rim.
Ø 16 x 150 mm.

Non graduate, senza bordo.
Ø 16 x 150 mm.

Art.	TYPE/TIPO
5140/T/SG	Polystyrene/Polistirolo - With cap/Con tappo
5140/T/SG/CS	Polystyrene/Polistirolo - With cap/Con tappo - Ind.wrapped/Conf.singola
5140/TE/SG	Polystyrene/Polistirolo - With cap and label/Con tappo e etichetta
5140/TE/SG/CS	Polystyrene/Polistirolo - With cap and label/Con tappo e etichetta - Ind.wrapped/Conf.singola
5140/MO/T/SG	Polypropylene/Polipropilene - With cap/Con tappo
5140/MO/TE/SG	Polypropylene/Polipropilene - With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.
Ø 16 x 100 mm.

In polistirolo, graduate, con bordo.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

6005

1009/E With label/Con etichetta

1009/T With cap/Con tappo

1009/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.
Ø 16 x 100 mm.

In polipropilene, graduate, con bordo.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

6005/MO

1009/MO/E With label/Con etichetta

1009/MO/T With cap/Con tappo

1009/MO/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES WITHOUT RIM PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML SENZA BORDO

Ø 16 x 100 mm.

Ø 16 x 100 mm.

Art.

TYPE/TIPO

5005/S PS / Non graduated / Non graduate

1005/S PS / Graduated / Graduate

5005/MO/S PP / Non graduated / Non graduate



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML STERILI

Graduated, with rim.
Ø 16 x 100 mm.

Graduate, con bordo.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

TYPE/TIPO

1009/TE/SG PS/With cap and label/Con tappo e etichetta

1009/TE/SG/CS PS/With cap and label/Con tappo e etichetta - Ind.wrapped/Conf.singola

1009/MO/TE/SG PP/With cap and label/Con tappo e etichetta

1009/MO/TE/SG/CS PP/With cap and label/Con tappo e etichetta - Ind.wrapped/Conf.singola

DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO

10 ML CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 10 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.
Ø 16 x 100 mm.

In polistirolo, graduate, con bordo.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

6005/C

1009/C/E With label/Con etichetta

1009/C/T With cap/Con tappo

1009/C/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



10 ML CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 10 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.
Ø 16 x 100 mm.

In polipropilene, graduate, con bordo.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

6005/MOC

1009/MOC/E With label/Con etichetta

1009/MOC/T With cap/Con tappo

1009/MOC/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



10 ML CONICAL TEST TUBES WITHOUT RIM PROVETTE CONICHE DA 10 ML SENZA BORDO

Non graduated.
Ø 16 x 105 mm.

Non graduate.
Ø 16 x 105 mm.

Art.

MAT.

5005/C/S Polystyrene/Polistirolo

5005/MOC/S Polypropylene/Polipropilene



10 ML CONICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CONICHE DA 10 ML STERILI

Graduated, with rim.
Ø 16 x 100 mm.

Graduate, con bordo.
Ø 16 x 100 mm.

Art.

TYPE/TIPO

1009/C/TE/SG Polystyrene/Polistirolo - With cap and label/Con tappo e etichetta

1009/MOC/TE/SG Polypropylene/Polipropilene - With cap and label/Con tappo e etichetta



DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO




8 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 8 ML

Graduated, with rim.
Ø 16 x 75 mm.

*Graduate, con bordo.
Ø 16 x 75 mm.*

Art.	MAT.
1675	Polystyrene/Polistirolo
1675/MO	Polypropylene/Polipropilene



7 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 7 ML

Non graduated, with rim.
Ø 13 x 100 mm.

*Non graduate, con bordo.
Ø 13 x 100 mm.*

Art.	MAT.
6013	Polystyrene/Polistirolo
6013/MO	Polypropylene/Polipropilene



5 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 5 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.
Ø 16 x 60 mm.

*In polistirolo, graduate, con bordo.
Ø 16 x 60 mm.*

Art.	
1025	
1035/E	With label/Con etichetta
1035/T	With cap/Con tappo
1035/TE	With cap and label/Con tappo e etichetta



5 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 5 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.
Ø 16 x 60 mm.

*In polipropilene, graduate, con bordo.
Ø 16 x 60 mm.*

Art.	
1025/MO	
1035/MO/E	With label/Con etichetta
1035/MO/T	With cap/Con tappo
1035/MO/TE	With cap and label/Con tappo e etichetta

DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO

5 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 5 ML STERILI

Graduated, with rim.
Ø 16 x 60 mm.

Graduate, con bordo.
Ø 16 x 60 mm.

Art. TYPE/TIPO

1035/TE/SG Polystyrene/Polistirolo - With cap and label/Con tappo e etichetta

1035/MO/TE/SG Polypropylene/Polipropilene - With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.
Ø 12 x 86 mm.

In polistirolo, graduate, con bordo.
Ø 12 x 86 mm.

Art.

5018

1038/E With label/Con etichetta

1038/T With cap/Con tappo

1038/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.
Ø 12 x 86 mm.

In polipropilene, graduate, con bordo.
Ø 12 x 86 mm.

Art.

5018/MO

1038/MO/E With label/Con etichetta

1038/MO/T With cap/Con tappo

1038/MO/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML STERILI

Graduated, with rim.
Ø 12 x 86 mm.

Graduate, con bordo.
Ø 12 x 86 mm.

Art. TYPE/TIPO

1038/TE/SG Polystyrene/Polistirolo - With cap and label/Con tappo e etichetta

1038/MO/TE/SG Polypropylene/Polipropilene - With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO



13 X 75 MM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE 13 X 75 MM

Non graduated, without rim.
Vol. 5 ml.

*Non graduate, senza bordo.
Vol. 5 ml.*

Art.	MAT.
1375	Polystyrene/Polistirolo
1375/MO	Polypropylene/Polipropilene



5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES SORVALL CW1 TYPE PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML TIPO SORVALL CW1

Non graduated, without rim.
Ø 12 x 75 mm.

*Non graduate, senza bordo.
Ø 12 x 75 mm.*

Art.	MAT.
1075	Polystyrene/Polistirolo
1075/MO	Polypropylene/Polipropilene



CYLINDRICAL TEST TUBES FOR RIA PROVETTE CILINDRICHE PER RIA

Polystyrene test tubes, graduated at 2 ml.
RCF=6,000 g.

*In polistirolo, graduate a 2 ml.
RCF= 6.000 g.*

Art.	VOL. ML	DIM. MM
1014/C	3	Ø 11 x 70
1014	4	Ø 12 x 70
1008/C	PE caps for art. 1014/C - Tappi in PE per art. 1014/C	



11 X 64 MM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE 11 X 64 MM

Polystyrene test tubes, non graduated,
without rim.
Vol. 2.5 ml.

*In polistirolo, non graduate, senza bordo.
Vol. 2,5 ml.*

Art.
1164

DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO

11.5 X 55 MM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE 11,5 X 55 MM

Non graduated, without rim.
Vol. 3 ml.

Non graduate, senza bordo.
Vol. 3 ml.

Art. MAT.

5006 Polystyrene/Polistirolo

5006/MO Polypropylene/Polipropilene



CE

3 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 3 ML

Polystyrene test tubes, graduated, without rim.
Ø 12 x 55 mm.

In polistirolo, graduate, senza bordo.
Ø 12 x 55 mm.

Art.

1006

1010/E With label/Con etichetta

1010/T With cap/Con tappo

1010/TE With cap and label/Con tappo e etichetta

1010/TE/SG Sterile - With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

3 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 3 ML

Polypropylene test tubes, graduated, without rim.
Ø 12 x 55 mm.

In polipropilene, graduate, senza bordo.
Ø 12 x 55 mm.

Art.

1006/MO

1010/MO/E With label/Con etichetta

1010/MO/T With cap/Con tappo

1010/MO/TE With cap and label/Con tappo e etichetta

1010/MO/TE/SG Sterile - With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

3 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 3 ML

Polystyrene test tubes, graduated, with rim.
Ø 12 x 56 mm.

In polistirolo, graduate, con bordo.
Ø 12 x 56 mm.

Art.

5112

5112/E With label/Con etichetta

5112/T With cap/Con tappo

5112/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

DISPOSABLE TEST TUBES

PROVETTE MONOUSO



3 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 3 ML

Polypropylene test tubes, graduated, with rim.
Ø 12 x 56 mm.

*In polipropilene, graduate, con bordo.
Ø 12 x 56 mm.*

Art.

5112/MO

5112/MO/E With label/Con etichetta

5112/MO/T With cap/Con tappo

5112/MO/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML PER SIERARE

In PMMA, non graduated, with rim.
Ø 16 x 100 mm.

*In PMMA, non graduate, con bordo.
Ø 16 x 100 mm.*

Art.

5555

5555/E With label/Con etichetta

5555/T With cap/Con tappo

5555/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML PER SIERARE

In PMMA, graduated, with rim.
Ø 12 x 86 mm.

*In PMMA, graduate, con bordo.
Ø 12 x 86 mm.*

Art.

5558

5558/E With label/Con etichetta

5558/T With cap/Con tappo

5558/TE With cap and label/Con tappo e etichetta



5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML PER SIERARE

In PMMA, graduated at 3 ml, with rim.
Ø 13 x 75 mm.

*In PMMA, graduate a 3 ml, con bordo.
Ø 13 x 75 mm.*

Art.

5575

5575/E With label/Con etichetta

URINE TEST TUBES

PROVETTE PER URINA

URINE TEST TUBES WIDE MOUTH PROVETTE PER URINA CON IMBOCCATURA LARGA

Polystyrene test tubes, graduated.
Vol. 12 ml – Ø 17 x 105 mm.

In polistirolo, graduate.
Vol. 12 ml – Ø 17 x 105 mm.

Art.

1031/S	Without cap/Senza tappo
1031	With cap/Con tappo
1031/E	With cap and label/Con tappo e etichetta
1034	Cap in PE for art. 1031/S light blue colour / Tappo in PE per art. 1031/S, colore azzurro
1034.01	Cap in PE for art. 1031/S red colour / Tappo in PE per art. 1031/S, colore rosso
1034.02	Cap in PE for art. 1031/S yellow colour / Tappo in PE per art. 1031/S, colore giallo



CE

SPECIAL URINE TEST TUBES PROVETTE SPECIALI PER URINA

Polystyrene test tubes, graduated, with dummy for sediment collection.
Vol. 12 ml – Ø 17 x 105 mm.

In polistirolo, graduate, con pozzetto di raccolta del sedimento.
Vol. 12 ml – Ø 17 x 105 mm.

Art.

1131/S	Without cap/Senza tappo
1131	With cap/Con tappo
1131/E	With cap and label/Con tappo e etichetta
1134	Cap in PE for art. 1131/S light blue colour / Tappo in PE per art. 1131/S, colore azzurro
1134.01	Cap in PE for art. 1131/S red colour / Tappo in PE per art. 1131/S, colore rosso
1134.02	Cap in PE for art. 1131/S yellow colour / Tappo in PE per art. 1131/S, colore giallo



CE

STERILE URINE TEST TUBES PROVETTE PER URINA STERILI

Polystyrene test tubes, graduated, wide mouth.
Vol. 12 ml – Ø 17 x 105 mm.

In polistirolo, graduate, imboccatura larga.
Vol. 12 ml – Ø 17 x 105 mm.

Art.

1031/SG/CS	Individually wrapped/Confezione singola
1031/E/SG/CS	Individually wrapped, with label/Confezione singola, con etichetta



CE

URINE TEST TUBES FOR INSTRUMENTS PROVETTE PER URINA PER STRUMENTI AUTOMATICI

Conical, in polystyrene, for instruments systems like Superaution, Supertron, Atlas.
Vol. 12 ml – Ø 16 x 105 mm.

Coniche, in polistirolo, per strumenti tipo Superaution, Supertron, Atlas.
Vol. 12 ml – Ø 16 x 105 mm.

Art.

5331/S	Without cap/Senza tappo
5331	With cap/Con tappo
5331/TE	With cap and label/Con tappo e etichetta



CE

STOPPERS FOR TEST TUBES

TAPPI PER PROVETTE



STOPPERS WITH TONGUES TAPPI ALETTATI

Available in light-blue, neutral (01), white (02), blue (03), yellow (04), red (05) and green (06) colours.

Material: polyethylene.

Disponibili nei colori: azzurro, neutro (01), bianco (02), blu (03), giallo (04), rosso (05) e verde (06).

Materiale: polietilene.

Art.	PER PROVETTE Ø MM / FOR TEST TUBES Ø MM
1127	16
1130	13
1128	12



HIGH GRIP TEST TUBES STOPPERS CLOSED AT THE BOTTOM TAPPI CHIUSI SUL FONDO A PRESA ALTA

Available in light-blue, neutral (01), white (02), blue (03), yellow (04), red (05) and green (06) colours.

Material: polyethylene.

Disponibili nei colori: azzurro, neutro (01), bianco (02), blu (03), giallo (04), rosso (05) e verde (06).

Materiale: polietilene.

Art.	PER PROVETTE Ø MM / FOR TEST TUBES Ø MM
1027	16
1029	13
1028	12



STOPPERS FOR TEST TUBES CLOSED AT THE BOTTOM WITH SAFETY GRIP TAPPI CHIUSI SUL FONDO CON PRESA IGIENICA

Available in red colour.

Material: polyethylene.

Disponibili in colore rosso.

Materiale: polietilene.

Art.	PER PROVETTE Ø MM / FOR TEST TUBES Ø MM
1147	16
1148	12



CAPS FOR RECLOSING OF VACUUM TUBES TAPPI PER RICHIUSURA PROVETTE SOTTOVUOTO

Studied to re-cap vacuum test tubes once opened. They can be used on other tubes as well, both glass and plastic. Easy opening, available in different colours: neutral, red (01), blue (02), green (03), yellow (04) and grey (05).

Material: polyethylene.

Adatti per ritappare le provette sottovuoto una volta aperte. Possono essere utilizzati anche su altre provette, sia in vetro che in plastica. Dotati di apertura facilitata. Disponibili nei colori: neutro, rosso (01), blu (02), verde (03), giallo (04) e grigio (05).

Materiale: polietilene.

Art.	PER PROVETTE Ø MM / FOR TEST TUBES Ø MM
5126	15 - 16
5122	12 - 13



BLOOD COLLECTION TUBES AND SERUM SEPARATORS

*PROVETTE CON ANTICOAGULANTE E
SEPARATORI DI SIERO*

TEST TUBES WITH SEPARATING SILICONE GEL

PROVETTE CON GEL SEPARATORE



Test tubes with separating silicone gel for 10 ml of blood, with label.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette con gel separatore per 10 ml di sangue, etichettate.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.	MAT.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
3773/E	PP	Red/Rosso
3773/E/TB	PMMA	Brown/Marrone



Polypropylene test tubes with separating silicone gel for 10 ml of blood, with label.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette in polipropilene con gel separatore per 10 ml di sangue, etichettate.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
3776/E/TB	Brown/Marrone



Test tubes with separating silicone gel for 5 ml of blood, with label.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Provette con gel separatore per 5 ml di sangue, etichettate.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Art.	MAT.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
3778/E	PP	Red/Rosso
3778/E/TB	PMMA	Brown/Marrone



Test tubes with separating silicone gel for 5 ml of blood, with label.
Vol. 5 ml – Ø 13 x 75 mm.

Provette con gel separatore per 5 ml di sangue, etichettate.
Vol. 5 ml – Ø 13 x 75 mm.

Art.	MAT.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
3775/E	PP	Red/Rosso
3775/E/TB	PMMA	Brown/Marrone

TEST TUBES WITH SEPARATING SILICONE GEL + CLOT ACCELERATOR

PROVETTE CON GEL SEPARATORE + ACCELERATORE

Test tubes with separating silicone gel and clot accelerator for 10 ml of blood, with label.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette con gel separatore e acceleratore della coagulazione per 10 ml di sangue, etichettate.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.	MAT.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2662/E	PP	Red/Rosso
2662/E/TB	PMMA	Brown/Marrone



Polypropylene test tubes with separating silicone gel and clot accelerator for 10 ml of blood, with label.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette in polipropilene con gel separatore e acceleratore della coagulazione per 10 ml di sangue, etichettate.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2666/E/TB	Brown/Marrone



Test tubes with separating silicone gel and clot accelerator for 5 ml of blood, with label.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Provette con gel separatore e acceleratore della coagulazione per 5 ml di sangue, etichettate.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Art.	MAT.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2668/E	PP	Red/Rosso
2668/E/TB	PMMA	Brown/Marrone



Test tubes with separating silicone gel and clot accelerator for 5 ml of blood, with label.
Vol. 5 ml – Ø 13 x 75 mm.

Provette con gel separatore e acceleratore della coagulazione per 5 ml di sangue, etichettate.
Vol. 5 ml – Ø 13 x 75 mm.

Art.	MAT.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2665/E	PP	Red/Rosso
2665/E/TB	PMMA	Brown/Marrone



TEST TUBES WITH SEPARATING GRANULES GREEN CAP

PROVETTE CON GRANULI SEPARATORI TAPPO VERDE



Test tubes with separating granules for 10 ml of blood.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette con granuli separatori per 10 ml di sangue.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.	MAT.	
5995/E	PMMA	With label/Con etichetta
5996/E	PP	With label/Con etichetta



Polypropylene test tubes with separating granules for 6 ml of blood.
Vol. 6 ml – Ø 13 x 100 mm.

Provette in polipropilene con granuli separatori per 6 ml di sangue.
Vol. 6 ml – Ø 13 x 100 mm.

Art.	
5993/E	With label/Con etichetta



Test tubes with separating granules for 4 ml of blood.
Vol. 4 ml – Ø 13 x 75 mm.

Provette i con granuli separatori per 4 ml di sangue.
Vol. 4 ml – Ø 13 x 75 mm.

Art.	MAT.	
5975/E	PMMA	With label/Con etichetta
5976/E	PP	With label/Con etichetta



Test tubes with separating granules for 5 ml of blood.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Provette con granuli separatori per 5 ml di sangue.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Art.	MAT.	
5998/E	PMMA	With label/Con etichetta
5978/E	PP	With label/Con etichetta

TEST TUBES WITH SEPARATING GRANULES + CLOT ACCELERATOR LIGHT BLUE CAP

PROVETTE CON GRANULI SEPARATORI + ACCELERATORE TAPPO AZZURRO

Test tubes with separating granules coated with clot accelerator for 10 ml of blood.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette con granuli separatori ricoperti da un acceleratore della coagulazione per 10 ml di sangue.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.	MAT.	
4884/E	PMMA	With label/Con etichetta
4886/E	PP	With label/Con etichetta



Polypropylene test tubes with separating granules coated with clot accelerator for 6 ml of blood.
Vol. 6 ml – Ø 13 x 100 mm.

Provette in polipropilene con granuli separatori ricoperti da un acceleratore della coagulazione per 6 ml di sangue.
Vol. 6 ml – Ø 13 x 100 mm.

Art.	
4883/E	With label/Con etichetta



Test tubes with separating granules coated with clot accelerator for 4 ml of blood.
Vol. 4 ml – Ø 13 x 75 mm.

Provette con granuli separatori ricoperti da un acceleratore della coagulazione per 4 ml di sangue.
Vol. 4 ml – Ø 13 x 75 mm.

Art.	MAT.	
4875/E	PMMA	With label/Con etichetta
4876/E	PP	With label/Con etichetta



Test tubes with separating granules coated with clot accelerator for 5 ml of blood.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Provette con granuli separatori ricoperti da un acceleratore della coagulazione per 5 ml di sangue.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Art.	MAT.	
4888/E	PMMA	With label/Con etichetta
4878/E	PP	With label/Con etichetta



TEST TUBES WITH CLOT ACCELERATOR RED CAP

PROVETTE CON ACCELERATORE TAPPO ROSSO



PMMA test tubes with clot accelerator for 10 ml of blood.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette in PMMA con acceleratore della coagulazione per 10 ml di sangue.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.

3553/E

With label/Con etichetta



Polypropylene test tubes with clot accelerator for 10 ml of blood.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Provette in polipropilene con acceleratore della coagulazione per 10 ml di sangue.
Vol. 10 ml – Ø 16 x 100 mm.

Art.

3556/E

With label/Con etichetta



PMMA test tubes with clot accelerator for 4 ml of blood.
Vol. 4 ml – Ø 13 x 75 mm.

Provette in PMMA con acceleratore della coagulazione per 4 ml di sangue.
Vol. 4 ml – Ø 13 x 75 mm.

Art.

3555/E

With label/Con etichetta



PMMA test tubes with clot accelerator for 5 ml of blood.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Provette in PMMA con acceleratore della coagulazione per 5 ml di sangue.
Vol. 5 ml – Ø 12 x 86 mm.

Art.

3558/E

With label/Con etichetta

BLOOD COLLECTING TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

K₂ EDTA – LIGHT GREEN CAP K₂ EDTA – TAPPO VERDE CHIARO

Art.	
2000	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm K ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm
2001	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm K ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2002	K ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm K ₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2005	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm K ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm
2008	K ₂ EDTA for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm K ₂ EDTA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm



Art.	
2003	K ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm K ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2004	K ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm K ₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2007	K ₂ EDTA for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm K ₂ EDTA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm



K₃ EDTA – PIERCEABLE CAP K₃ EDTA – TAPPO PERFORABILE

K₃ EDTA for 3 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm with pierceable rubber cap.

K₃ EDTA per 3 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm con tappo in gomma perforabile.

Art.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2500	Green/Verde
2500/V	Violet/Viola
2500/N	Neutral/Neutro



BLOOD COLLECTING TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO



K₃ EDTA – DARK GREEN CAP K₃ EDTA – TAPPO VERDE SCURO

Art.

2100	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm
2101	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2102	K ₃ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm K ₃ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2105	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm
2108	K ₃ EDTA for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm K ₃ EDTA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm



Art.

2103	K ₃ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm K ₃ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2104	K ₃ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm K ₃ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2107	K ₃ EDTA for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm K ₃ EDTA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm



KF+Na₂ EDTA – ORANGE CAP KF+Na₂ EDTA – TAPPO ARANCIONE

Art.

2200	KF+Na ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm KF+Na ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm
2201	KF+Na ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm KF+Na ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2202	KF+Na ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm KF+Na ₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2205	KF+Na ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm KF+Na ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm
2208	KF+Na ₂ EDTA for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm KF+Na ₂ EDTA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm



Art.

2203	KF+Na ₂ EDTA for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm KF+Na ₂ EDTA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2204	KF+Na ₂ EDTA for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm KF+Na ₂ EDTA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2207	KF+Na ₂ EDTA for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm KF+Na ₂ EDTA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm

BLOOD COLLECTING TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

Art.	
2400	LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm
2401	LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2402	LITHIUM HEPARIN for 5 ml of blood in test tubes Ø 16 x 60 mm LITIO EPARINA per 5 ml di sangue in provette Ø 16 x 60 mm
2405	LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm
2408	LITHIUM HEPARIN for 4 ml of blood in test tubes Ø 13 x 75 mm LITIO EPARINA per 4 ml di sangue in provette Ø 13 x 75 mm



CE

Art.	
2403	LITHIUM HEPARIN for 2.5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm LITIO EPARINA per 2,5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2404	LITHIUM HEPARIN for 5 ml of blood in test tubes Ø 12 x 86 mm LITIO EPARINA per 5 ml di sangue in provette Ø 12 x 86 mm
2407	LITHIUM HEPARIN for 10 ml of blood in test tubes Ø 16 x 100 mm LITIO EPARINA per 10 ml di sangue in provette Ø 16 x 100 mm



CE

Art.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2700	Light blue/Azzurro



CE

Art.	
2710	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm
2711	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 16 x 60 mm
2712	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 86 mm
2715	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 13 x 75 mm



CE

BLOOD COLLECTING TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO



TRISODIUM CITRATE 0.25 ML – YELLOW CAP FOR COAGULATION
SODIO CITRATO 0,25 ML – TAPPO GIALLO PER COAGULAZIONE

Art.

2520 TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm

2521 TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 16 x 60 mm



Art.

2522 TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 86 mm

2525 TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 13 x 75 mm



TRISODIUM CITRATE 0.4 ML – YELLOW CAP FOR COAGULATION
SODIO CITRATO 0,4 ML – TAPPO GIALLO PER COAGULAZIONE

Art.

2501 TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
 SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 16 x 60 mm

2508 TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
 SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 13 x 75 mm

2502 TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
 SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 12 x 86 mm



TRISODIUM CITRATE 0.5 ML – YELLOW CAP FOR COAGULATION
SODIO CITRATO 0,5 ML – TAPPO GIALLO PER COAGULAZIONE

Art.

2511 TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 16 x 60 mm

2512 TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 12 x 86 mm

BLOOD COLLECTING TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

TRISODIUM CITRATE 0.25 ML – PINK CAP FOR E.S.R. SODIO CITRATO 0,25 ML – TAPPO ROSA PER VES

Art.	
2600	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm
2601	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 16 x 60 mm



Art.	
2605	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 13 x 75 mm
2602	TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 86 mm



TRISODIUM CITRATE 0.4 ML – PINK CAP FOR E.S.R. SODIO CITRATO 0,4 ML – TAPPO ROSA PER VES

Art.	
2610	TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 12 x 56 mm
2611	TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 16 x 60 mm



Art.	
2615	TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 13 x 75 mm
2612	TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 12 x 86 mm



BLOOD COLLECTING TUBES WITH FILLING LINE

PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO



TRISODIUM CITRATE 0.5 ML – PINK CAP FOR E.S.R.
SODIO CITRATO 0,5 ML – TAPPO ROSA PER VES

Art.

2620 TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 12 x 56 mm

2621 TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 16 x 60 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 16 x 60 mm



Art.

2622 TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 12 x 86 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 12 x 86 mm

2625 TRISODIUM CITRATE 0.5 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm
 SODIO CITRATO 0,5 ml in provette Ø 13 x 75 mm



BLOOD COLLECTING TUBES FOR PAEDIATRIC LOW-VOLUME EXTRACTION
ANTICOAGULANTI PER PRELIEVO PEDIATRICO A VOLUME RIDOTTO

Art.

2000/1 K2 EDTA light green cap for 1 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm
 K2 EDTA tappo verde chiaro per 1 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm



Art.

2100/1 K3 EDTA dark green cap for 1 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm
 K3 EDTA tappo verde scuro per 1 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm



Art.


2400/1 LITHIUM HEPARIN blue cap for 1 ml of blood in test tubes Ø 12 x 56 mm
 LITIO EPARINA tappo blu per 1 ml di sangue in provette Ø 12 x 56 mm



Art.

2505/1 TRISODIUM CITRATE 0.1 ml yellow cap for 1 ml of blood, for COAGULATION,
 in test tubes Ø 12 x 56 mm
 SODIO CITRATO 0,1 ml tappo giallo per 1 ml di sangue, per COAGUZIONE,
 in provette Ø 12 x 56 mm

2600/1 TRISODIUM CITRATE 0.2 ml pink cap for 1 ml of blood, for VES,
 in test tubes Ø 12 x 56 mm
 SODIO CITRATO 0,2 ml tappo rosa per 1 ml di sangue, per VES,
 in provette Ø 12 x 56 mm



TEST TUBES AND ACCESSORIES

PROVETTE E ACCESSORI

PTACA



TPX® CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE IN TPX®

Transparent, non graduated, with rim, autoclavable. Perfect resistance to acids, to concentrated solvents and to temperatures up to 180 °C.

Trasparenti, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave, resistenti agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a 180 °C.

Art.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
10061	7	12	100
10062	10	16	100
10063	16	18	100
10064	26	24	90
10065	30	20	100
10066	31	24	95
10067	48	30	100
10068	75	35	100
10069	110	40	120
10070	160	45	120
10071	200	50	120




POLYPROPYLENE CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE IN POLIPROPILENE

Dull, non graduated, with rim, autoclavable. Resistant to acids, and concentrated solvents, and to temperatures up to 121 °C.

Opache, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave, resistenti agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a 121 °C.

Art.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
10121	7	12	100
10122	10	16	100
10123	16	18	100
10124	26	24	90
10125	30	20	100
10126	31	24	95
10127	48	30	100
10128	75	35	100
10129	110	40	120
10130	160	45	120
10131	200	50	120



POLYSTYRENE CRYSTAL CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE IN POLISTIROLO CRISTALLO

Perfectly transparent, for every use where autoclave treatment is not required. Acid-proof, resistant to diluted solvents and temperatures up to 90 °C.

Perfettamente trasparenti, per tutti gli usi ove non è richiesto il trattamento in autoclave, resistenti agli acidi e solventi diluiti e a temperature fino a 90 °C.

Art.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
10181	7	12	100
10182	10	16	100
10183	16	18	100
10184	26	24	90
10185	30	20	100
10186	31	24	95
10187	48	30	100
10188	75	35	100
10189	110	40	120
10190	160	45	120
10191	200	50	120

TPX® CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE IN TPX®


Transparent, non graduated, with rim, autoclavable.

Perfect resistance to acids, to concentrated solvents and to temperatures up to 180 °C.

Trasparenti, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave.

Ottima resistenza agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a 180 °C.

Art.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
10241	10	16	108
10242	16	18	120



POLYPROPYLENE CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE IN POLIPROPILENE

Dull, non graduated, with rim, autoclavable.

Resistant to acids, and concentrated solvents, and to temperatures up to 121 °C.

Opache, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave, resistenti

agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a 121 °C.

Art.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
10271	10	16	108
10272	16	18	120




CAPS FOR TEST TUBES TAPPI PER PROVETTE

In polyethylene, perfectly suitable on tubes of our production.

In polietilene, perfettamente adatti alle provette di nostra produzione.

Art.	Ø MM	Ø TEST TUBES/PROV. MM
10401	10,5	12
10402	14	16
10404	16	18
10411	18	20
10405	22	24
10406	28	30
10407	33	35
10408	38	40
10409	43	45
10410	48	50






TEST TUBES RACKS PORTAPROVETTE

In polypropylene, autoclavable, stackable, dimensions 235 x 110 x 75 mm. An alphanumeric embossed grid allows a precise identification position of test tubes. All of them are available in white, yellow, green, pink and light blue colours.

In polipropilene, autoclavabili, impilabili, dimensioni 235x110x75mm. Una griglia alfanumerica stampata in rilievo sul piano superiore permette una precisa identificazione della posizione delle provette. Disponibili nei colori: bianco, giallo, verde, rosa ed azzurro.

Art.	PLACES/POSTI	Ø TEST TUBES/PROV. MM
10431	50	12
10432	50	16
10433	50	18
10434	18	20
10435	18	24
10436	18	25
10437	18	30
10438	8	35
10439	8	40



TEST TUBES TRAYS VASSOI PER PROVETTE

In styro foam, dimensions 220 x 220 x 50 mm. Very useful for containing glass tubes.

In polistirolo espanso, dimensioni 220 x 220 x 50 mm. Molto utili per contenere le provette in vetro.

Art.	PLACES/POSTI	Ø TEST TUBES/PROV. MM
10461	100	12
10462	100	16



UNIVERSAL TEST TUBES RACKS PORTAPROVETTE UNIVERSALI

In polypropylene, autoclavable. They can be used either dry or in water bath; the particular design permits an optimum fluids circulation to assure that all test tubes reach the same temperature. They can be frozen without any risk of distortion. They have an upper embossed alphanumeric grid to facilitate samples identification. They can be easily assembled and stacked when empty. Available in: white (03), blue (04), yellow (06) and red (10) colours.

In polipropilene, autoclavabili. Possono essere utilizzati sia a secco che in bagnomaria; il particolare design consente l'ottimale circolazione dei liquidi per assicurare che le provette raggiungano tutte la stessa temperatura. Possono essere riposti in congelatore senza deformarsi. Sono dotati di una griglia alfanumerica stampata in rilievo sul piano superiore che permette una facile identificazione dei campioni. Sono facili da montare e, da vuoti, possono essere impilati. Disponibili nei colori: bianco (03), blu (04), giallo (06) e rosso (10).

Art.	PLACES/POSTI	Ø TEST TUBES/PROV. MM	DIM. MM
10471	90	12	105x246x64
10472	60	16	105x246x72
10473	40	20	105x246x72
10474	40	25	125x295x85
10475	24	30	112x300x85

RACK FOR 15 AND 50 ML CENTRIFUGE TEST TUBES RACK PER PROVETTE CENTRIFUGA DA 15 E 50 ML

Polypropylene test tube rack in orange colour. Should contain n.20 test tubes Ø 30 mm and n.30 test tubes Ø 17 mm.
Suitable for water bath use.
Autoclavable.

*Rack portaprovette in polipropilene di colore arancione.
Può contenere 20 provette Ø 30 mm e 30 provette Ø 17 mm.
Idoneo per l'utilizzo in bagnomaria.
Autoclavabili.*



Art.

DIM. MM


10441

207 x 170 x 60

MULTIPURPOSE TEST TUBES RACKS PORTAPROVETTE MULTIUSO

In polypropylene, autoclavable, auto-assemblable. They can be oriented in four different positions to contain:
no. 4 conical test tubes 50 ml (Ø 30 mm);
no. 12 test tubes 15 ml (Ø 17 mm);
no. 32 test tubes 3–5 ml or micro test tubes 1.5–2 ml (Ø 12 mm);
no. 32 micro test tubes 0.5 ml (Ø 8 mm);
Available in: blue (04), yellow (06), and red (10) colours.

*In polipropilene, autoclavabili, autoassemblabili. Possono essere orientati in quattro diverse posizioni per ospitare:
n. 4 provette coniche da 50 ml (Ø 30 mm);
n. 12 provette da 15 ml (Ø 17 mm);
n. 32 provette da 3–5 ml o microprovette da 1,5–2 ml (Ø 12 mm);
n. 32 microprovette da 0,5 ml (Ø 8 mm).
Disponibili nei colori: blu (04), giallo (06) e rosso (10).*



Art.

DIM. MM


10491

170 x 90 x 48

CUVETTES HOLDER PORTACUVETTE

In polypropylene, can accommodate 12 cuvettes dim. 10 x 10 mm.

In polipropilene, contiene 12 cuvette 10 x 10 mm.



Art.

DIM. MM

10415

170x50x15